



# microSEPT WIPES

Merkblatt: Desinfektionstücher  
Fiche d'information: Lingettes imprégnées de solution  
Scheda informativa: Fazzoletti disinfettanti

Achtung / Attention / Attenzione



## Desinfektionstücher microSEPT WIPES

**Wirkstoffe:** Ethanol 750 mg/g, Propan-2-ol 40 mg/g

**Anwendungsbereich:** Alkoholische Schnelldesinfektionstücher für Arbeitsgeräte und kleine Flächen.

**Anwendung:** Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde, alkoholbeständige Gegenstände abwischen, nicht nachwischen. Auf gleichmässige Benetzung achten. Dose wieder verschliessen.

**Wirkspektrum:** Standardbakterien (inkl. Salmonellen, Listerien und Campylobacter) - 30 Sek.; Mykobakterien - 60 Sek.; Candida - 30 Sek.; Behüllte Viren (z.B. Influenzaviren, Corona) 30 Sek.

**Kennzeichnung: Achtung.** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**Hinweise:** In Originalgebinden nicht über +25°C lagern. Produkt nicht in das Abwasser geben. Nicht in Gesicht und Augen sprühen. Soweit elektrische Geräte betrieben werden, ist auf Ex-Schutz oder spannungslosen Zustand der Geräte zu achten.

**Haltbarkeit:** 60 Monate ab Herstellung (siehe Produktboden)

**Entsorgung:** Die Entsorgung dieses Produkts muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und des Abfallbeseitigungsgesetzes, sowie der Anforderung der örtlichen Behörden erfolgen. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfliessen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Vollständig entleerte Verpackungen können über Wertstoffsammelstellen entsorgt werden.

## Lingettes imprégnées de solution désinfectante microSEPT WIPES

**Principes actifs:** Ethanol 750 mg/g, Propane-2-ol 40 mg/g

**Domaines d'utilisariion:** Lingettes imprégnées de solution désinfectante à base d'alcool, pour la désinfection rapide de petites surfaces de dispositifs médicaux.

**Application:** Retirer une lingette et essuyer les objets à désinfecter résistants à l'alcool. Ne pas essuyer à nouveau. Veiller à l'humidification régulière. Refermer la boîte après utilisation.

**Spectre d'effet:** Bactéries standard (y compris Salmonella, Listeria et Campylobacter) - 30 sec.; Mycobactéries - 60 sec.; Candida - 30 sec.; virus enveloppés (p.e. virus de la grippe, Corona) - 30 sec.

**Étiquetage: Attention.** Liquide et vapeurs très inflammables. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**Remarques:** Conserver dans l'emballage d'origine et à une température inférieure à +25°C. Ne pas rejeter le produit dans les égouts. Ne pas pulvériser sur le visage et les yeux. Si des appareils électriques sont en fonctionnement, il faut s'assurer de la protection contre les explosions ou de la mise hors tension des appareils.

**Durabilité:** 60 Mois à partir de la production (voir le bas du produit)

**Élimination:** L'élimination de ce produit doit être effectuée à tout moment conformément aux exigences de protection de l'environnement et à la loi sur l'élimination des déchets ainsi qu'aux exigences des autorités locales. Évitez l'épandage et le drainage des matières libérées et le contact avec le sol, l'eau, les égouts et les canalisations. Les emballages complètement vidés peuvent être éliminés dans des points de collecte de recyclage.



# microSEPT WIPES

## ■ ■ Fazzoletti disinfettanti microSEPTWIPES

**Principi attivi:** Etanolo 750 mg/g, Propan-2-olo 40 mg/g

**Campo di applicazione:** Fazzoletti disinfettanti a base alcolica per la disinfezione rapida di dispositivi medici e piccole superfici.

**Applicazione:** Prendere un singolo fazzoletto e passarlo sugli oggetti da disinfettare. Non è necessaria una pulizia ulteriore. Richiudere il barattolo.

**Spettro degli effetti:** Batteri standard (incl. Salmonella, Listeria e Campylobacter) - 30 sec.; Micobatteri - 60 sec.; Candida - 30 sec.; Virus avvolti (ad. es. virus dell'Influenza, Corona) - 30 sec.

**Etichettatura: Attenzione.** Liquido e vapori facilmente infiammabili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**Avvertenze:** Conservare nella confezione originale sotto i +25°C. Non svuotare il prodotto negli scarichi. Non spruzzare in faccia o negli occhi. Nell'uso con apparecchiature elettriche: staccare la spina e prendere precauzioni contro le esplosioni.

**Durata:** 60 Mesi dalla produzione (vedi fondo del prodotto)

**Smaltimento:** Lo smaltimento di questo prodotto deve essere sempre effettuato in conformità con i requisiti di tutela ambientale e con la legge sullo smaltimento dei rifiuti, nonché con i requisiti delle autorità locali. Evitare lo spargimento e il drenaggio del materiale rilasciato e il contatto con il suolo, l'acqua, gli scarichi e le fognature. Gli imballaggi completamente svuotati possono essere smaltiti nei punti di raccolta per il riciclaggio.

Version 1, 04.12.20